

Cómo insertar y sacar el molde auricular

El molde debe ajustarse bien al oído de su hijo. Aprender a poner y quitar el molde requiere práctica, y cuanto más lo haga, más rápido será para usted. A los niños pequeños no les suele gustar quedarse quietos cuando se les pone el molde y pueden moverse o llorar. Para insertar el molde coloque la porción del canal en el canal auditivo y luego gire el molde hacia la parte posterior de la cabeza mientras lo empuja hacia adentro. Debe quedar plano en el oído sin que ninguna parte del molde sobresalga.

Para quitar el molde, tome la parte trasera del molde, no el tubo, y gradualmente gírelo hacia el frente de su hijo mientras se lo quita de la oreja.